

Erklärung der Piktogramme auf unseren Verpackungen und im Katalog



Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
European Authorised Representative



Entspricht den Anforderungen der Harmonisierungsrechtsvorschriften. *Meets the requirements of harmonised standards.*



Chargenbezeichnung
Batch number



Bestellnummer
Order number



Hersteller
Manufacturer



UDI-Nummer
UDI number



Vor Sonnenlicht schützen
Keep away from sunlight




Importeur
Importer



Vertrieb durch
Distribution by



Trocken aufbewahren
Store in a dry place



Luftfeuchtigkeitsbegrenzung
Humidity limitation



Temperaturbegrenzung
Temperature limitation



Haltbarkeitsdatum
Sell-by date date



Sterilisiert durch Ethylenoxid (EO) oder Bestrahlung (R)
Sterilised by ethylene oxide (EO) or irradiation (R)



Latexfrei
Latex-free



Informationsbeilage beachten
Follow the information leaflet



Nicht wiederverwenden
Do not reuse



Leicht entzündlich
Flammable

Explanation of the pictograms on our packaging and in the catalog



Gemäß Verpackungsrichtlinie:
According to Packaging guideline:
76/211/EEC



Konform gemäß Aerosolpackungs-
verordnung
Compliant with the Aerosol Packaging
Ordinance



Gebrauchsanweisung beachten
Follow the instructions



Nicht im Hausmüll entsorgen
Do not dispose of with household waste.



Das Anwendungsteil des medizinisch- elektrischen Geräts gehört der Klasse B nach IEC 60601-1 an.
The applied part of the medical electrical device belongs to class B according to IEC 60601-1.



Verpackung enthält
Packaging contains ...



Nur per Hand waschen.
Hand wash only.



Nicht bleichen
Do not bleach



Nicht trocknergeeignet
Do not tumble dry



Nicht bügeln
Do not iron



Nicht chemisch reinigen
Do not dry clean



Liegend trocknen im Schatten
Dry lying down in the shade



Bei höchstens 30°C / 60°C / 90°C waschen
Wash at 30°C / 60°C / 90°C maximum